

D • для відстані 5 м

V

50,0

0,1

25,0

0,2

16,67

0,3

12,5

0,4

10,0

0,5

8,33

0,6

7,14

0,7

6,25

0,8

5,55

0,9

5,0

1,0

3,33

1,5

2,5

2,0

0

50

100

100 мм • контроль друку

Якщо лінійка не 100 мм, масштаб неправильний і результат неточний.

Друк 100% («Фактичний розмір»), без «Підігнати під сторінку».

- Повісьте таблицю на рівні очей при рівному освітленні. Станьте на 5 м.
- Закрийте одне око долонею, не натискаючи. Другим дивіться на таблицю.
- Зверху вниз називайте напрям розриву кожного кільця.
- Результат — V останнього рядка, прочитаного без помилок.
- Повторіть другим оком. В окулярах або лінзах перевірте окремо.

Домашня перевірка не замінює огляд офтальмолога

