

D • для відстані 5 м

V

50,0

Ш Б

0,1

25,0

М Н К

0,2

16,67

Ы М Б Ш

0,3

12,5

Б Ы Н К М

0,4

10,0

И Н Ш М К

0,5

8,33

Н Ш Ы И К Б

0,6

7,14

Ш И Н Б К Ы

0,7

6,25

К Н Ш М Ы Б И

0,8

5,55

Б К Ш М И Ы Н

0,9

5,0

Н К И Б М Ш Ы Б

1,0

3,33

Ш И Н К М И Ы Б

1,5

2,5

И М Ш Ы Н Б М К

2,0

0 50 100

100 мм • контроль друку

Якщо лінійка не 100 мм, масштаб неправильний і результат неточний.
Друк 100% («Фактичний розмір»), без «Підігнати під сторінку».

- Повісьте таблицю на рівні очей при рівному освітленні. Станьте на 5 м.
- Закрийте одне око долонею, не натискаючи. Другим дивіться на таблицю.
- Читайте зверху вниз.
- Результат — V останнього рядка, прочитаного без помилок.
- Повторіть другим оком. В окулярах або лінзах перевірте окремо.

Домашня перевірка не замінює огляд офтальмолога

